

Ficha Técnica

Cinta Lombar Elástica

Ref^a.: 30305T

Mod.: 800

Revisão 02



Especificações Técnicas

- Cinta polivalente para todo o tipo de actividades.
- Suporte médio.
- Confeccionada com tecido termo terapêutico multi elástico que garante uma utilização confortável.
- Melhora o rendimento do movimento muscular.
- Previne e alivia lesões.
- Aperto regulável.
- Utilizável interior e exteriormente.

Instruções de lavagem:

- Não lavar a mais de 40°C.
- Usar detergente para roupas delicadas ou sabão neutro.
- Enxaguar várias vezes.
- Não torcer.

- Composição: 70% caucho, 15% poliéster, 15% algodão.

- Tamanho: Único (70-105cm)

Tamanho único
70-105 cm

contorno da cintura

Campo de Aplicação

- Uso exterior: (por cima da roupa): recomendada como acção preventiva. A cinta actua como suporte abdominal dorsal, aliviando a fadiga e os músculos dorsais.
- Uso interior: Além de actuar como suporte obtém-se um aumento da temperatura local do corpo de 2°C, maior irrigação e oxigenação, recomendada para reabilitar os músculos doridos e prevenir lesões. Com esta colocação obtém-se a máxima eficácia da cinta, aumentando as horas de utilização melhora o resultado terapêutico.
- Cinta indicada para utilização durante todo o dia.

Acessórios e Equipamentos Complementares

Normas e Simbologia

- Não Aplicável.



» Mais Informação, consulte www.hrgroup.pt,
» produtos » normas e simbologias.