

## Ficha Técnica

### Saco de Gelo Instantâneo

Ref<sup>a</sup>.: 00005

Mod.: KWK044

Revisão 01



### Especificações Técnicas

- Em material plástico, mantém a parte ferida fria durante cerca de 25/30 minutos, consoante a temperatura exterior.
- Acessório útil para utilizar em caso de traumatismo ou de pequenas hemorragias.
- Fornecido em sacos de plástico descartáveis.

- Dimensões: (C x L): 130 x 170 mm

### Campo de Aplicação

- Para utilizar em caso de traumatismo ou de pequenas hemorragias.

### Acessórios e Equipamentos Complementares

### Normas e Simbologia

- Não aplicável.



» Mais Informação, consulte [www.hrgroup.pt](http://www.hrgroup.pt),  
» produtos » normas e simbologias.

Soluções Integradas de Vestuário Profissional e Equipamentos de Protecção Individual